

Die Ruhe, die beweglich hält.®

R H O M B O
M E D I C A L



Pflegeprofis vertrauen.

Prophylaxe, Therapie, komfortables Liegen.
Unsere Artikelübersicht.

Positionierungsprotokoll innenliegend
Neue Rhombo-Care therm Matratze bei
BerlinCert getestet – ab Seite 29!

Gut gefüllt. Gut gefühlt. Auf die Inhalte kommt es an!



Rhombo-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

- druckentlastend
- stützend
- atmungsaktiv
- dauerelastisch
- temperaturnausgleichend
- feuchtigkeitsausgleichend
- strapazierfähig
- allergieneutral
- langlebig
- bis 95°C waschbar

Rhombo-fill® – speziell entwickelt zur druckentlastenden Weichlagerung. *Rhombo-fill*® ist das in der Krankenpflege bewährte Füllmaterial in Form von rhombisch geschnittenen PUR-Luftzellenstäbchen in RHOMBO-MEDICAL® Kissen und Auflagen. *Rhombo-fill*® Luftzellenstäbchen bestehen zu 97% aus Luft und zu 3% aus sehr elastischen und strapazierfähigen PUR-Membranen.



Keine Weichspüler verwenden

VDV-Kammer
105



Rhombo-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polyesterperlen.

- positionsstabilisierend
- anschmiegsam
- bewegungsunterstützend
- atmungsaktiv
- temperaturnausgleichend
- feuchtigkeitsausgleichend
- strapazierfähig
- allergieneutral
- langlebig
- bis 95°C waschbar

Rhombo-med® – das in der Krankenpflege bewährte Füllmaterial für Spezial-Kissen zur stabilisierenden Positionierung und Entlastungslagerung von zu pflegenden Menschen. *Rhombo-med*® besteht aus *Rhombo-fill*® Luftzellenstäbchen kombiniert mit Polyester-Perlen aus PP. Das fließende Füllmaterial *Rhombo-med*® schmiegt sich perfekt an die Körpermitte an und stützt den Körper.



Thermopatchen nicht möglich.
Keine Weichspüler verwenden

Presse

VDV-Kammer
105

RHOMBO-MEDICAL®

Rhombo-Medical® – die Marke hochwertiger Medizinprodukte rund um die Themen gesundes Liegen, Lagern und Sitzen.

Basierend auf fundierten Erkenntnissen der professionellen Pflege, entwickelt für anerkannt prophylaktische und/oder therapeutische Anwendungen in Kliniken, Pflegeheimen, Rehabilitationseinrichtungen und in der häuslichen Krankenpflege.

Vertrauen auch Sie den professionellen RHOMBO-MEDICAL®-Produkten und erleben Sie „Die Ruhe, die beweglich hält“.



Medizin-Produkte
der Klasse 1



Freiwillige Prüfung nach TOXPROOF-Kriterienkatalog
TÜV Produkt und Umwelt GmbH
Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Seib-Brandenburg

Kopfkissen und Decken



Spezial-Kopfkissen und Bettdecken: pflegeleicht, hautsympathisch, langlebig, kosteneffizient.

Anwendungen

Decken/
Kissen

Lagerungs- bzw. Positionierungskissen

Professionelle Lagerungskissen zur Anwendung nach den Pflegekonzepten u. a. der Basalen Stimulation, Bobath und der Kinästhetik zur Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung. Die Lagerungskissen reichen von der Basisausstattung über multifunktional einsetzbare Kissen, bis zu Kissen, die bei spezifischen Indikationen anwendbar sind.



Lagerungs-
kissen

Lagerungs-
kissen-Sets

Sitz- und Rollstuhlkissen




Vielfältige Sitz- und Rollstuhlkissen für besonderen Sitzkomfort und zur dauerhaften Druckentlastung bei erhöhtem Dekubitusrisiko.

Sitz-/Roll-
stuhlkissen

Matratzen und Auflagen

Von der komfortablen Pflegebettmatratze bis zu Spezialmatratzen und Auflagen zur Dekubitusprophylaxe und Therapie.












Matratzen
& Auflagen











Service

Das richtige Lagerungshilfsmittel

für jede Pflegesituation – Übersicht Lagerungskissen nach Körperzonen

Anwen-
dungen

Körperzonen		Empfehlung	Seite
Kopf		Kopfkissen Universalhörnchen HWS-Zervikal-Ring Kopfhörnchen	7 13 14 14
Ohr		Kopfkissen 35 x 40 cm Universalhörnchen Lagerungsring	7 13 13
Hals		Kopfkissen Nackenstützkissen Universalhörnchen Ovale Rolle Halbrolle Rhombi	7 14 13 13 11 10
Schulter		Lagerungskissen 25 x 80 cm Nackenstützkissen Universalhörnchen Ovale Rolle Halbrolle Rhombi	12 14 13 13 11 10
Arm		Rolle zur Positionsunterstützung 100 cm Lagerungskissen 45 x 90 cm Multikissen (gekammertes Beinkissen) Entspannungskissen Unterarmmanschette Armrampe	11 12 9 17 17 17
Hand		Universalkissen 23 x 40 cm Halbrolle Rhombi	12 11 10
Lunge		Kopfkissen 80 x 80 cm Rolle zur Positionsunterstützung 220 cm Lagerungskissen 25 x 80 cm	7 11 12
Körper		Anti-Dekubitus-Überzug Anti-Dekubitus und Weichlagerungsauflage Universalkissen 25 x 80 cm Matratzen Rolle zur Positionsunterstützung 220 cm Sensorolle	32 32 12 29-31 11 10
Oberkörper		Kopfkissen 80 x 80 cm Rolle zur Positionsunterstützung 220 cm Rückenstützkissen mit Fahne Universalkissen 25 x 80 cm und 45 x 80 cm Venenkissen Rollstuhl-Rückenpolster	7 11 15 12 16 25

Körperzonen		Empfehlung	Seite
Hüfte		Universalhörnchen	13
		Lagerungsring	13
Steißbein		Ovale Rolle	13
		Keil	11
Sitzbein		Lagerungskissen 20 x 30 cm	12
		Multikissen (gekammertes Beinkissen)	9
Gesäß		Rhombi	10
		Anti-Dekubitus-Betteinlage	32
Oberschenkel		Anti-Dekubitus und Weichlagerungsauflage	32
		Universalhörnchen	13
Knie		Sitzring	15
		Komfortkissen (Gesäßkissen)	9
Ferse		Entspannungskissen	17
		Sitzring	15
Fuß		Rolle zur Positionsunterstützung 220 cm	11
		Rolle zur Positionsunterstützung 100 cm	11
Bein		Halbrolle	11
		Universalhörnchen	13
Wirbelsäule		Komfortkissen (Gesäßkissen)	9
		Universalhörnchen	13
		Universalhörnchen	13
		Komfortkissen (Gesäßkissen)	9
		Entspannungskissen	17
		Sitzring	15
		Rolle zur Positionsunterstützung 100 cm	11
		Halbrolle	11
		Anti-Dekubitus-Betteinlage	32
		Sitzring	15
		Komfortkissen (Gesäßkissen)	9
		Universalkissen 45 x 80 cm	12
		Sitz- und Rollstuhlkissen	25-26
		Lagerungskissen 45 x 90 cm	12
		Lagerungskissen mit Seitenboden	12
		Ovale Rolle	13
		Runde Rolle	16
		Multikissen (gekammertes Beinkissen)	9
		Rhombi	10
		Lagerungsring	13
		Multikissen (gekammertes Beinkissen)	9
		Unterschenkelmanschette	16
		Rhombi	10
		Universalhörnchen	13
		Multikissen (gekammertes Beinkissen)	9
		Unterschenkelmanschette	16
		Rhombi	10
		Rolle zur Positionsunterstützung 220 cm	11
		Lagerungskissen mit Seitenboden	12
		Multikissen (gekammertes Beinkissen)	9
		Venenkissen	16
		Sensorolle	10
		HWS-Zervikal-Ring	14
		Stufenbettkissen	15
		Venenkissen	16

Die Ruhe, die beweglich hält.®

R H O M B O
M E D I C A L



Pflegeleichter Schlafkomfort

... mit Kissen und Decken, die es in sich haben.

Kopfkissen und Decken

Spezielle Bettwaren für die Pflege

Rhombο-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Decken/
Kissen



Das Kopfkissen ermöglicht ein sanftes Einsinken und stützt dabei gleichzeitig. Es lässt sich leicht aufschütteln und erfüllt höchste Hygienestandards. Das Kopfkissen ist auch als schwerentflammbare Variante lieferbar.

Rhombο-fill® Kopfkissen

- Ideales Kissen für die Pflege
- Leicht aufzuschütteln/klopfen
- Gesundes, trockenes Bettklima
- Stützende Wirkung bleibt dauerhaft erhalten
- Langlebig und strapazierfähig
- Bis 95°C waschbar

Größe in cm	Best.Nr. Kopfkissen Inlett: 50% BW 50% PES	Kopfkissen Inlett: Trevira® CS schwer entflammbar	passender Schutzbezug abwaschbar
35 x 40	21.109	23.209	59.109
40 x 40	21.114	23.214	59.114
40 x 80	21.119	23.219	59.119
60 x 80	21.134	23.234	59.134
80 x 80	21.145	23.245	59.145

Sondergrößen auf Anfrage



Prima Plus-Steppbett

- Optimal für den Pflegeeinsatz
- Gutes Bettklima
- Angenehm weicher Stoff
- Allergiker geeignet
- Strapazierfähig
- Waschbar bis 95°C
- Trockner geeignet
- Wäscherei geeignet

Größe in cm	Best.Nr. Steppbett	passender Schutzbezug abwaschbar
135 x 200	71.153	59.453

Weitere Kopfkissen und Steppdecken für den institutionellen Bereich auf Anfrage.

Beschreibung der Kissenschutzbezüge – siehe Seite 23.

Die Ruhe, die beweglich hält.®

R H O M B O
M E D I C A L



Entlastung für den Körper

... mit Lagerungskissen, die sich jeder Situation anpassen.

Lagerungskissen

Multifunktionale Lagerungskissen

Rhombo-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombo-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



Rhombo-med® Multikissen (gekammertes Beinkissen)

- Multifunktional einsetzbar
- Hochlagern von Extremitäten
- Einsetzbar zur Um- und Freilagerung sowie zur unterstützenden Lagerung
- Bobath-Lagerung

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
75 x 75	43.077	51.077	59.077

HilfsmittelNr.: 11.11.05.0008



Lagerungs-
kissen

Das Multikissen ist aufgrund seiner gekammerten Form multifunktional einsetzbar, ob zur Rolle geformt oder aufgeschüttelt als Rampe, zur Verwendung für die Arm-, Rücken- und Beinpartie.

Venenleiden, Ödembildung, Dekubitusprophylaxe insbesondere der Fersen



Rhombo-fill® Komfortkissen (Gesäßkissen)

- Weichlagerung und partielle Freilagerung
- Einsetzbar in Sitz- und Liegeposition

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
60 x 75	33.132	51.032	59.032

HilfsmittelNr.: 11.11.05.1002

Das Komfortkissen wurde zur Weichlagerung des Gesäßes entwickelt. Die speziell geformte Aussparung dient zur Freilagerung der gefährdeten Region in Liege- oder Sitzposition. Auch hervorragend als Rückenkissen im Sitzen geeignet zum Schutz der Wirbelsäule vor Druckbelastungen.

Hämorrhoiden, Analläsionen, nach gyn. OP, Kachexie (im Sitzen), Skoliose, Dekubitusprophylaxe im Steißbereich



Lagerungskissen

Lagerungskissen für Pflegekonzepte

Rhombo-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombo-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.




Rhombo-med® Sensorolle

- Vielseitig einsetzbar
- Basale Stimulation
- Kinästhetische Lagerung
- Zur stützenden und stabilisierenden Lagerung
- Fördert die Körperwahrnehmung

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
Ø 12 x 140	46.500	51.501	59.501
Ø 12 x 250	46.600	51.601	59.601

Die Sensorolle wird bevorzugt im Rahmen der Basalen Stimulation eingesetzt. Sie lässt sich aufgrund ihrer Form leicht und flexibel an die Körperkontur anmodellieren. Sie dient bei bettlägerigen Menschen dazu, einen Verlust der Wahrnehmung des eigenen Körpers vorzubeugen. Die Sensorolle hilft den eigenen Körper zu spüren und fördert die Wahrnehmung in den Grenzbereichen des Körpers.

*Umlagerung zur Dekubitusprophylaxe,
Förderung der Körperwahrnehmung*



Rhombo-med® Rhombi

- Basale Stimulation
- Ideales Kissen für die Mikrolagerung
- Fördert die Körperwahrnehmung

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
15 x 30	46.900	51.901	59.901

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.1012



Um kleinste Schwerpunktverlagerungen bei zu pflegenden Menschen zu erreichen, wird das Rhombi-Kissen zur Mikrolagerung verwendet. Es dient der Druckentlastung, da Mikrobewegungen des Körpers nachgeahmt werden. Die Förderung der Eigenbewegung und Körperwahrnehmung wird unterstützt.

*Positionsunterstützung, Freilagerung von Körperpartien,
Dekubitusprophylaxe, Unterstützung der Körpermassen*

Lagerungskissen

Lagerungskissen für Pflegekonzepte

Rhombο-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombο-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



Rhombο-med® Rolle zur Positionsunterstützung

- Vielseitig einsetzbar
- Kinästhetische Lagerung
- Basale Stimulation
- Zur stützenden und stabilisierenden Lagerung
- Fördert die Eigenbewegungen und Körperwahrnehmung

Die Rolle wird bevorzugt im Rahmen des kinästhetischen Handlungskonzepts eingesetzt. Sie ermöglicht vielfältige stabilisierte Lagerungen des zu pflegenden Menschen, lässt seine Eigenbewegungen zu und fördert die Wahrnehmung des eigenen Körpers.

Umlagerung zur Dekubitusprophylaxe, Förderung der Körperwahrnehmung, Kontrakturenprophylaxe

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
Ø 20 x 100	46.100	51.101	59.101
Ø 20 x 220	46.200	51.201	59.201
Hilfsmittelnr.:		für Best.Nr. 46.100 11.11.05.1006	für Best.Nr. 46.200 11.11.05.1005



Lagerungs-
kissen



Positionsunterstützung nach Klein

- Mikrolagerung
- Kinästhetische Lagerung
- Fördert Eigenbewegungen und die Körperwahrnehmung

Halbrolle

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
25 x 9 x 4,5	46.300	51.301	59.301
Hilfsmittelnr.:	11.11.05.1004		



Die Halbrolle wird im Rahmen der Unterstützung und Freilagerung eingesetzt.

Der Keil wird bei der Mikrolagerung verwendet um kleinste Schwerpunktverlagerungen am zu pflegenden Menschen zu erreichen. Auf diese Weise werden Mikrobewegungen des Körpers nachgeahmt, die der Druckentlastung dienen können. Diese Form der Lagerung fördert die Eigenbewegung der zu Pflegenden und verbessert die Körperwahrnehmung.

Keil

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
25 x 20 x 10	46.400	51.401	59.401
Hilfsmittelnr.:	11.11.05.1003		



Freilagerung von Körperpartien, Dekubitusprophylaxe, Unterstützung der Körpermassen

Beschreibung der Kissenschutzbezüge – siehe Seite 23.

Lagerungskissen

Basisprodukte der professionellen Lagerung

Rhombο-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombο-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



Das Universalkissen ist optimal voluminös aufgrund seines eingearbeiteten Seitenbodens. Es kann vielfältig zur druckentlastenden Weich- oder Freilagerung verwendet werden.

Rhombο-fill® Universalkissen

- Vielseitig einsetzbar
- Weichlagerung und Freilagerung
- Umlagerung

Größe in cm	Best.Nr.	passender Bezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
23 x 40	32.804	51.004	59.004
25 x 80	32.805	51.105	59.105
40 x 60	32.818	51.018	59.018
45 x 80	32.823	51.023	59.023

HilfsmittelNr.: 11.11.05.1009



Lagerungs-
kissen



Das Lagerungskissen ist vielseitig einsetzbar wie z. B. zur stabilisierenden Lagerung, zur unterstützenden Lagerung oder zum Hochlagern von Gliedmaßen.

Rhombο-med® Lagerungskissen

- Vielseitig einsetzbar
- Stabilisierende Lagerung
- Möglichkeit der Hochlagerung

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
20 x 30	40.202	51.002	59.002
25 x 80	40.205	51.005	59.005
30 x 40	40.206	51.006	59.006
40 x 60	40.218	51.118	59.118
40 x 80	40.219	51.019	59.019
45 x 90	40.275	51.075	59.075
50 x 70	40.226	51.026	59.026

HilfsmittelNr.: 11.11.05.1011



Rhombο-med® Lagerungskissen mit Seitenboden

- Stabilisierende Lagerung
- Besonders langes Kissen zum Lagern des gesamten Beines
- Fördert die Körperwahrnehmung

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
55 x 90	42.876	51.076	59.076

HilfsmittelNr.: 11.11.05.1010



Das Lagerungskissen mit Seitenboden ist besonders lang und voluminös. Es eignet sich deshalb zum stabilisierenden Lagern des gesamten Beines wie z. B. in der 135° Lage.

Lagerungskissen

Basisprodukte der professionellen Lagerung

Rhombo-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombo-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polyesterperlen.



Das Universalhörnchen dient im Liegen zur Unterstützung der Halswirbelsäule. Das Kissen kann auch zur Weichlagerung im Gesäßbereich eingesetzt werden.

Rhombo-fill® Universalhörnchen

- Zur Unterstützung verschiedener Körperbereiche
- Zur Weich- und Freilagerung

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
Ø 40	32.586	51.086	59.086



Die ovale Rolle dient zur Weichlagerung einzelner Körperpartien und kann zur Kontrakturrenprophylaxe eingesetzt werden.

Rhombo-fill® ovale Rolle

- Zur Weichlagerung einzelner Körperpartien

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
Ø 14 x 22 x 55	32.781	51.081	59.081

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.1008



Der Lagerungsring dient zur lokalen Druckentlastung von Ferse, Knöchel, Ellenbogen, Knie, Hand und Ohr. Er kann auch in der Seitenlage zwischen den Knien zur Druckentlastung eingesetzt werden sowie zur Druckentlastung der Schulter in der 135°-Lage. Bei besonderer Empfindlichkeit in Kombination mit einem Schutzbezug verwenden.

Rhombo-fill® Lagerungsring

- Zur lokalen Weich- bzw. Freilagerung

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
Ø 20	32.484	51.084	59.084



Lagerungs-
kissen

Lagerungskissen

Kissen für spezifische Indikationen

Rhombo-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstübben mit dem Rhombenschnitt.

Rhombo-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstübben mit Polsterperlen.



Rhombo-fill® Nackenstützkissen

- 6-Kammersystem sorgt für ideale Stützwirkung in Seiten- und Rückenlage
- Entspannt die Nackenmuskulatur
- Stützt die Halswirbelsäule
- Stützwirkung bleibt dauerhaft erhalten



Das Nackenstützkissen besteht aus einem 6-Kammer-System, das eine ideale Stützung der Kopf- und Nackenpartie bietet sowohl in der Rückenlage als auch in der Seitenlage.

Nackenverspannungen, Kopfschmerzen

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
40 x 80	21.323	51.123	59.123

Lagerungs-
kissen



Rhombo-med® HWS-Zervikal-Ring

- Zur Ruhigstellung
- Zur Freilagerung



Der HWS-Zervikal-Ring dient zur weitgehenden Ruhigstellung des Kopfes und des Nackenbereichs in Rücken- und Seitenlage.

Bandscheibenvorfall im Halswirbelbereich, Schleudertrauma

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
Ø 50	41.387	51.087	59.087



Rhombo-med® Kopfhörnchen

- Zur stabilisierten und gesicherten Freilagerung des Kopfes
- Größe durch Klettverschluss variabel, somit anpassbar an die Kopfgröße
- Lieferung inkl. Baumwoll-Schutzbezug



Das Kopfhörnchen dient zur stabilisierenden Lagerung des Kopfes und wird stets inkl. Baumwoll-Schutzbezug geliefert. Durch den Klettverschluss kann das Kopfhörnchen individuell an die Größe des Kopfes angepasst werden.

Dekubitusprophylaxe des Hinterhauptes, Beatmungspatienten, Terminalpflege

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
Ø 36	43.685	51.085	59.085

Lagerungskissen

Kissen für spezifische Indikationen

Rhombo-fill®
Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombo-med®
Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polyesterperlen.



Das Kissen dient zum Hochlagern der Beine in der Stufenbettlage. Die Wirbelsäule wird entlastet, die Bandscheiben können sich optimal regenerieren. Durch einfaches Drehen kann das Kissen an unterschiedliche Beinlängen angepasst werden.

Bandscheibenvorfall, Ischialgien

Rhombo-med® Stufenbettkissen

- Zum Hochlagern der Beine
- Optimierte Strecken der Wirbelsäule
- Entlastung der Lendenwirbel
- Unterstützt den venösen Blutfluss
- Schmiegt sich gut an die Beinform an
- Rundum abwaschbare Hülle



Größe in cm	Best.Nr.
----------------	----------

50 x 50 x 38 43.424



Das Rückenstützkissen mit Fahne stabilisiert und stützt in 30°-Lage. Der zu pflegende Mensch liegt auf der Kissenfahne und sichert mit seinem eigenen Körpergewicht das Kissen vor dem Verrutschen.

Umlagerung zur Dekubitusprophylaxe bei unruhigen Menschen

Rhombo-med® Rückenstützkissen mit Fahne

- Gesicherte, stabilisierte Lagerung

Größe in cm	Best.Nr.
----------------	----------

60 x 80 41.934

90 x 65 41.937

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.1007



Der Sitzring dient zur lokalen Druckentlastung im Gesäßbereich. Er wird, abhängig vom Körpergewicht des Anwenders, in zwei Volumengrößen angeboten: ohne Seitenboden bis 60 kg Körpergewicht und mit Seitenboden über 60 kg Körpergewicht.

Analläsionen, nach gyn. OP, Hämorrhoiden, Dekubitusprophylaxe

Beschreibung der Kissenschutzbezüge – siehe Seite 23.

Rhombo-fill® Sitzring

- Weich- bzw. lokale Freilagerung
- Druckentlastung im Gesäßbereich

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
----------------	----------	---------------------------------------	--

ab 60 kg
Ø 50/12 31.188 51.188 59.188

bis 60 kg
Ø 50/12 31.088 51.088 59.088



Lagerungs-
kissen

Lagerungskissen

Kissen für spezifische Indikationen

Rhombofill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombomed®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



Rhombomed® Venenkissen

- Optimiertes Hochlagern der Beine
- Schmiegt sich lückenlos an die individuelle Beinform an
- Entlastung der Lendenwirbel
- Unterstützt den venösen Blutfluss



Das Venenkissen unterstützt die therapeutische Lagerung der Beine bei venös bedingten Beschwerden und kann zur Entlastung der Wirbelsäule eingesetzt werden. Eine lückenlose Unterstützung jeder individuellen Beinform wird gesichert und der venöse Blutfluss optimal unterstützt.

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
69 x 63 x 20	44.140	51.040	59.040

Venenleiden, Lendenwirbelleiden, Ödembildung in den Beinen, Thrombose, Krampfadern, Wadenmuskelkrämpfe, müde, geschwollene Beine



Rhombomed® runde Rolle

- Zur stützenden und stabilisierenden Lagerung einzelner Körperpartien



Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
Ø 18 x 55	42.983	51.183	59.183

Die runde Rolle dient zur stützenden und stabilisierenden Lagerung einzelner Körperpartien. Insbesondere unter den Knien anzuwenden.

Bauchschmerzen, Entspannung der Bauchdecke, Entlastung der Lendenwirbelsäule in Rückenlage



Rhombomed® Unterschenkel-Manschette

- Besondere Freilagerung der Ferse durch Fixierungsmöglichkeit
- Starke Bewegungen werden verhindert



Größe in cm	Best.Nr.
55 x 20 x 8	30.328

Die Unterschenkel-Manschette dient zur Freilagerung der Ferse. Die weich gepolsterte Befestigungsmanschette wird sicher am Unterschenkel fixiert.

Freilagerung zur Dekubitusprophylaxe bei Demenz

Lagerungskissen

Kissen für spezifische Indikationen

Rhombo-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombo-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polyesterperlen.



Rhombo-med® Entspannungskissen

- Sehr gute Anpassung an den Körper
- Fördert das Wohlbefinden
- Unterstützt die Wahrnehmung

Größe in cm	Best.Nr.	passender Baumwoll- Bezug	passender Hygienebezug (Semy)
30 x 65	46.700	51.701	59.701



Das Kissen kann an unterschiedlichen Positionen des Körpers eingesetzt werden. Insbesondere unter dem Arm positioniert kann es Geborgenheit vermitteln. Doch das Kissen kann durch seine Form auch zwischen den Knien oder im Rücken eingesetzt die nötige Unterstützung gewährleisten.

Menschen mit eingeschränkter Bewegung, ältere Menschen, Menschen mit einer körperlichen Behinderung



Rhombo-med® Unterarm-Manschette

- Hochlagerung des Unterarms
- Gesicherte Positionierung des Unterarms

Größe in cm	Best.Nr.
40 x 16 x 13	40.612



Die weich gepolsterte Befestigungsmanschette des Kissens fixiert sicher den Unterarm.

Infusionstherapie, Ödembildung



Rhombo-med® Armrampe

- Hochlagerung von Extremitäten

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
35 x 20 x 12	40.707	51.007	59.007
80 x 25 x 25	40.744	51.044	59.044



Die Armrampe dient zur ruhigstellenden Lagerung des gesamten Armes oder auch nur des Unterarmes.

Kontrakturrephylaxe, Ödembildung

Beschreibung der Kissenschutzbezüge – siehe Seite 23.

Lagerungs-
kissen

Die Ruhe, die beweglich hält.®

R H O M B O
M E D I C A L



Rundum professionell unterstützen
... mit Kissen-Sets für individuelle Pflegesituationen.

Lagerungskissen-Sets

Zur Prophylaxe und Therapie

Rhombο-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombο-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



RHOMBO-MEDICAL® Grundlagerungs-Set

- Vielfältige prophylaktische und therapeutische Lagerungsmöglichkeiten

Artikel	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
Set	99.005	95.105	95.905
Bestehend aus:			
Komfortkissen	33.132	51.032	59.032
Universalkissen	32.823	51.023	59.023
Multikissen	43.077	51.077	59.077

Das Lagerungsset ist die optimale Grundausstattung für die Pflege, da mit den einzelnen Kissen des Sets oder deren Kombination nahezu alle prophylaktischen und therapeutischen Lagerungen möglich sind.



Dekubitusprophylaxe durch Frei- und Umlagern, Venenleiden, Kontrakturen

Lagerungs-
kissen-Sets



RHOMBO-MEDICAL® Kissenbett-Set

- Weichlagerung und partielle Freilagerung
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

Artikel	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
Set	99.002	95.102	95.902
Bestehend aus:			
6 Universalkissen 45 x 80 cm	32.823	51.023	59.023

Dieses Lagerungsset besteht aus 6 Rhombο-fill® Universalkissen, aus denen ein Kissenbett zur Weichlagerung und partiellen Freilagerung gelegt werden kann. Druckgefährdete Körperbereiche wie Wirbelsäule, Steiß und Fersen werden frei gelagert.



Terminalpflege, Schmerzpatienten, Osteoporose, Superweichlagerung zur Dekubitusprophylaxe

Beschreibung der Kissenschutzbezüge – siehe Seite 23.

Lagerungskissen-Sets

Zur Prophylaxe und Therapie

Rhombο-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombο-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



Dieses Kissen-set besteht aus 6 verschiedenen Kissen, die für den rehabilitativen Pflegeeinsatz nach Bobath ausgewählt wurden. Hauptziel ist es, die mehr betroffene Körperseite des z. B. Hemiplegikers sensorisch zu stimulieren, um sie in ihren Bewegungen mit der weniger betroffenen Körperhälfte in Einklang zu halten.

Schlaganfall, Hirnblutungen, Lähmungen und andere Krankheiten des zentralen Nervensystems

RHOMBO-MEDICAL® Kissen-Set zur Lagerung nach Bobath

- Lagerung nach Bobath
- Sensorische Stimulation
- Fördert die Körperwahrnehmung

Artikel	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
Set	99.003	95.103	95.903
Bestehend aus:			
Nackenstützkissen	21.323	51.123	59.123
Lagerungskissen 30 x 40 cm	40.206	51.006	59.006
Lagerungskissen 45 x 90 cm	40.275	51.075	59.075
Kissen mit Boden	42.876	51.076	59.076
Kissen mit Fahne	41.937		
Multikissen	43.077	51.077	59.077



RHOMBO-MEDICAL® AVT-Prophylaxe-Set


- Dehnung der Lunge
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
- Fördert die Körperwahrnehmung



Das Kissen-set besteht aus zwei *Rhombο-med®* Lagerungskissen, die – zeitlich begrenzt – in A-, V- oder T-Form unter den Oberkörper platziert werden mit dem Ziel, eine bessere Belüftung von pneumoniegefährdeten Lungenbereichen zu erreichen.

Pneumieprophylaxe, Verbesserung der Belüftung der Lunge, Körperwahrnehmung

Artikel	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
Set	99.004	95.104	95.904
Bestehend aus:			
2 Lagerungskissen 25 x 80 cm	40.205	51.005	59.005



Lagerungskissen-Sets

Zur Prophylaxe und Therapie

Rhombo-fill®
 Soft und elastisch.
 Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombo-med®
 Anschmiegsam und stützend.
 Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



RHOMBO-MEDICAL® Kinästhetik-Lagerungsset I

- Kinästhetische Lagerung
- Basale Stimulation
- Mikrolagerung

Artikel	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
Set	99.017	95.117	95.917
Bestehend aus:			
Rolle 20 x 220 cm	46.200	51.201	59.201
2 Halbrollen			
25 x 9 x 4,5 cm	46.300	51.301	59.301



RHOMBO-MEDICAL® Kinästhetik-Lagerungsset II

Artikel	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
Set	99.027	95.127	95.927
Bestehend aus:			
Rolle 20 x 100 cm	46.100	51.101	59.101
2 Halbrollen			
25 x 9 x 4,5 cm	46.300	51.301	59.301
2 Keile			
25 x 20 x 10 cm	46.400	51.401	59.401

Das Kissen-set in zwei Variationen ist die ideale Ausstattung zur Lagerung nach den Konzepten der Kinästhetik, der Basalen Stimulation und kann auch im Rahmen der Mikrolagerung eingesetzt werden.

Umlagern, Therapeutisches Lagern, Wahrnehmungsförderung und vieles mehr



Abb. zeigt Anwendung des Kinästhetik-Lagerungsset I

Lagerungs-kissen-Sets

Lagerungskissen-Sets

Zur Prophylaxe und Therapie

Rhombo-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombo-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polyesterperlen.

RHOMBO-MEDICAL® Atemunterstützendes Set


- Sanfte Unterstützung und Dehnung des Thorax/Brustkorbs
- Vielfältige Möglichkeiten



Das Kissen besteht aus zwei *Rhombo-fill®* Universalkissen und unterstützt die Atemhilfsmuskulatur z. B. bei chronischen Lungenerkrankungen.

COPD wie Asthma, chr. Bronchitis, Dekubitusprophylaxe zur Umlagerung bei gleichzeitigen Schmerzen

Artikel	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
Set	99.008	95.108	95.908
Bestehend aus:			
2 Universalkissen 25 x 80 cm	32.805	51.105	59.105



RHOMBO-MEDICAL® Sensorrollen-Set


- Basale Stimulation
- Fördert die Körperwahrnehmung
- Stützende und stabilisierende Lagerung



Die beiden Rollen werden in Rückenlage seitlich neben dem Körper anmodelliert. Dadurch erhält der zu Pflegende eine Möglichkeit, seine Körpergrenzen zu spüren und sich dadurch wahrzunehmen.

Umlagern, Therapeutisches Lagern, Wahrnehmungsförderung und vieles mehr

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
Ø 12 x 250	99.009	95.109	95.909
Bestehend aus:			
2 Sensorrollen 12 x 250 cm	46.600	51.601	59.601



Die Bezug-Materialien

Schutzbezüge für Lagerungskissen

RHOMBO-MEDICAL® Schutzbezug abwaschbar

Die angebotenen, abwaschbaren Schutzbezüge sind hochwertige, elastische Hygienebezüge und bestehen aus einem polyurethankedierten Jersey. Die mikrofeine, atmungsaktive Beschichtung garantiert ein angenehmes Klima. Die Schutzbezüge sind in der Regel mit Hotelverschlüssen versehen.

Material: 100% PES mit PU-Beschichtung
Farbe: creme-weiß

- Atmungsaktiv
- Klimaregulierend
- Elastisch
- Wasserdicht
- Bakterien- und virendicht
- Desinfizierbar/Wischdesinfektion
- PVC-frei
- Kochwaschbar



RHOMBO-MEDICAL® Baumwollschutzbezug

Die angebotenen Baumwollschutzbezüge bestehen aus einem sehr glatten, hochwertigen Mako-Jersey und sind besonders weich, anschmiegsam und hautsympathisch. Die Schutzbezüge sind in der Regel mit Hotelverschlüssen versehen.

Material: 100% Baumwolle
Farbe: creme

- Weich und anschmiegsam
- Hautsympathisch
- Kochwaschbar



Die Ruhe, die beweglich hält.®

R H O M B O
M E D I C A L



Sitzend Freiraum genießen
... mit Stuhlkissen, die entlasten.

Sitz- und Rollstuhlkissen

Rollstuhl- und Rückenkissen

Rhombο-fill®

*Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.*



Dieses Kissen ist für Aktiv-Rollstühle ohne feste Sitzfläche konzipiert. Im vorderen Sitzbereich wurde auf die stabile und konvex geformte Unterseite eine Pelotte angebracht, welche ein Abrutschen verhindert und stabilisierend auf die Oberschenkel wirkt. Die seitliche Verstärkung des Kissens erzielt mit der Pelotte eine stabile Position mit guter Sitzbalance für Beine und Becken. Der Kern aus *Rhombο-therm®*-Material sorgt für Punktlastizität und Druckverteilung. Der weiche, mit Schaumstoff versteppte Bezug ist mit einem Tragegriff versehen und besitzt klimatisierende Eigenschaften.

Rhombο-therm® Roki Rollstuhlkissen

- Ergonomisch geformtes Sitzkissen - ideal für Aktivrollstühle
- Hohe Punktlastizität für optimale Druckverteilung
- Stabilisierte Sitzposition durch verstärkte Ränder und Pelotte vorne
- Weicher Frottee-Innenbezug für gute Feuchtigkeitsregulierung
- Weicher, versteppter Außenbezug mit praktischem Tragegriff
- Klettunkte zum Fixieren des Kissens auf der Sitzfläche
- Innen- und Außenbezug waschbar bis 95°C

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug abwaschbar
40x40x8	34.400	59.010
42x42x8	34.401	59.011
45x45x8	34.402	59.012



Abb. inkl. Schutzbezug

Dieses leichte Rollstuhlkissen ist besonders für Sportrollstühle geeignet und bietet gute Klimatisierung sowie Druckentlastung. Es wird abhängig vom Körpergewicht in zwei Ausführungen angeboten.

Rhombο-fill® Rollstuhl-Sitzkissen, gekammert

- Sportrollstühle
- Leichtes Kissen
- Höherer Sitzkomfort
- Gute Klimatisierung
- Unterstützt die Eigenaktivität
- In vielen Größen erhältlich

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Trevira CS	passender Schutzbezug abwaschbar
bis 60 kg Körpergewicht			
42x45x5	34.221	53.221	59.221
38x47x5	34.211	53.211	59.211
35x40x5	34.209	53.209	59.209
über 60 kg Körpergewicht			
42x45x8	34.421	53.421	59.421
38x47x8	34.411	53.411	59.411
35x40x8	34.409	53.409	59.409



Das Rollstuhl-Rückenpolster ist sehr formstabil. Es polstert weich die Rückenpartie und bietet Druckentlastung. Das Rückenpolster wird mit Klettband an der Rückenlehne befestigt.

Beschreibung der Sitzkissenschutzbezüge – siehe Seite 27.

Rhombο-fill® Rollstuhl-Rückenpolster

- Gute Klimatisierung und Feuchtigkeitsregulierung
- Druckentlastung
- Weiche Unterstützung
- Höherer Sitzkomfort
- Stuhl und Rollstuhl geeignet

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Trevira CS	passender Schutzbezug abwaschbar
40 x 57	31.617	53.017	59.017

Sitz-/Roll-
stuhlkissen

Sitz- und Rollstuhlkissen

Gesäßkissen

Rhombo-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.



Rhombo-fill® Rollstuhl-Formpolsterkissen

- Fördert ergonomische Sitzposition
- Gute Klimatisierung und Feuchtigkeitsregulierung
- Weiches Einsinken des Gesäßes
- Druckentlastung

Das Rollstuhl-Formpolsterkissen ist keilförmig und besitzt eine körpergerecht geformte Polsterung, die ein rückenfreundliches Sitzen mit nach vorne gekipptem Becken fördert.

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Trevira CS	passender Schutzbezug abwaschbar
42 x 44	31.820	53.020	59.020



Rhombo-fill® Arthrosekissen

- Ergonomische Sitzposition
- Erleichtert das Aufstehen aus Sitzmöbeln
- Fördert hüftschonendes Sitzen
- Weiches Einsinken des Gesäßes
- Druckentlastung

Bei Arthrose der Hüftgelenke hat sich das Arthrose-Sitzkissen als praktische Alltagshilfe bewährt, da es ein gelenkschonendes Sitzen fördert und das Aufstehen erleichtert. Gesäß und Oberschenkel sinken sanft in das Kissen ein, so bleibt die Sitzhaltung auch nach vielen Stunden bequem.

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Trevira CS	passender Schutzbezug abwaschbar
42 x 44	33.820	53.020	59.020



Rhombo-fill® Kissen zur Sitzerrhöhung

- Erleichtert das Aufstehen aus Sitzmöbeln
- Fester Kern mit weicher Oberfläche
- Weiches Einsinken des Gesäßes
- Bewegungsunterstützung
- Auch als Rollstuhlkissen verwendbar

Das Kissen zur Sitzerrhöhung bietet hohen Sitzkomfort mit sehr guter Druckentlastung dank des Schaumstoffkerns und der 5-fach gekammerten Polsterung.

Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Trevira CS	passender Schutzbezug abwaschbar
43 x 43 x 8	34.622	53.022	59.022

Die Bezug-Materialien

Schutzbezüge für Sitz- und Rollstuhlkissen

RHOMBO-MEDICAL® Schutzbezug Trevira CS

Diese Schutzbezüge bestehen aus Trevira CS-Gewirk und sind schwerentflammbar. Sie sind besonders strapazierfähig, pflegeleicht und trocknen nach der Wäsche sehr schnell.

Material: 100% Trevira CS

Farbe: schwarz

- Schwer entflammbar
- Gute Feuchtigkeitsregulierung
- Langlebigkeit
- Trocknet sehr schnell



schwer entflammbar



RHOMBO-MEDICAL® Schutzbezug abwaschbar

Die abwaschbaren Schutzbezüge sind hochwertige, elastische Hygienebezüge und bestehen aus einem polyurethankedierten Jersey. Die mikrofeine, atmungsaktive Beschichtung garantiert ein angenehmes Klima.


Material: 100% PES mit PU-Beschichtung

Farbe: creme-weiß

- Atmungsaktiv
- Klimaregulierend
- Elastisch
- wasserdicht
- Bakterien- und virendicht
- Desinfizierbar/Wischdesinfektion
- PVC-frei



wasserdicht & atmungsaktiv



Sitz-/Roll-
stuhlkissen



Die Ruhe, die beweglich hält.®

R H O M B O
M E D I C A L



Faszinierender Liegekomfort

... mit Matratzen und Auflagen, die individuelle Wünsche erfüllen.



Matratzen

Rhombio-Care® Therm Matratzen mit optimaler Balance von Druckverteilung & Körperunterstützung



Progressiver Aufbau

Oberseite:

6 cm Rhombio-therm® soft mit Rahmenstanzung, RG 55


Unterseite:

8 cm 7-Zonen-Kaltschaumkern mit vertikaler Rhombio-flex Belüftung und verstärkter Randzone, RG 55

Gesamthöhe:

ca. 14 cm – empfohlen bis ca. 140 kg Körpergewicht (verwendbar bis BMI 44)

Optional mit höherem Basiskern erhältlich für Patienten mit einem Körpergewicht bis 200 kg.



NEU!

Verstärkter
Seitenrand

Vertikales Belüftungssystem:
gesundes, trockenes Schlafklima

Rhombio-Care® Therm Plus

Die Oberseite aus Rhombio-therm® soft sorgt für hohe Punktelastizität sowie eine sehr gute Druckentlastung und nimmt die Körperkontur sehr weich auf. Insbesondere schwerere bzw. ausgeprägte Körperpartien wie die Schulter (in Seitenlage) und das Gesäß tauchen in das Material ein, werden druckentlastend aufgenommen und optimal belüftet – für ein gesundes, trockenes Schlafklima.

Das Rhombio-therm® soft Trägermaterial leitet weich zur festeren und durchgängigen 7-Zonen-Matratzenbasis über. Der verstärkte Seitenrand erleichtert das Aufstehen aus der sitzenden Position vom Bettrand. Ein sehr guter Beitrag zur Dekubitusprophylaxe – empfehlenswert für Patienten mit hohem Dekubitusrisiko.

Größe in cm	RC Therm Plus mit Feinjersey Farb: hellblau	RC Therm Plus mit Semy Farbe: weiß	RC Therm Plus mit Semy Plus Farbe: blau	RC Therm Plus mit Semy Plus EA Farbe: blau
90x200x14	12.648	12.948	12.748	12.248
100x200x14	12.651	12.951	12.751	12.251


Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.



Kern:



Bezug:



Progressiver Aufbau

Oberseite:

4 cm Rhombio-therm® mit Rahmenstanzung, RG 55


Unterseite:

8 cm Kaltschaumkern mit 7-Zonen wellenförmigem Lamellenschnitt in der Oberschicht, RG 43

Gesamthöhe:

ca. 12 cm – empfohlen bis ca. 120 kg Körpergewicht (verwendbar bis BMI 40)

Optional mit höherem Basiskern erhältlich für Patienten mit einem Körpergewicht bis 180 kg.



NEU!

Fester
Seitenrand

Gute Belüftung

Rhombio-Care® Therm

Die Oberseite aus Rhombio-therm® sorgt durch hohe Punktelastizität für eine gute Druckverteilung. Die höhere Festigkeit an den Seiten verleiht Sicherheit.

Die Matratzenbasis besteht aus einem hochwertigen Kaltschaumkern mit einem wellenförmigen 7-Zonen-Lamellenschnitt in der Oberschicht. Der Kern fördert im Bereich der Lamellen die körperzonengerechte Aufnahme der Körperkontur und leitet progressiv zum festeren Matratzenbereich über, der dem Körper die notwendige Stütze gibt. Der offene Aufbau der Matratze fördert zudem ein trockenes Bettklima und erholsamen Schlaf.

Größe in cm	RC Therm mit Feinjersey Farb: hellblau	RC Therm mit Semy Farbe: weiß	RC Therm mit Semy Plus Farbe: blau	RC Therm mit Semy Plus EA Farbe: blau
90x200x12	13.648	13.948	13.748	13.248
100x200x12	13.651	13.951	13.751	13.251

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.



Kern:



Bezug:





Matratzen

Individuelle Pflege beginnt bei der Matratze

Rhombi-Care® Flex ist die optimale Matratze für die Basisausstattung von Pflegebetten und bietet mehr als herkömmliche Standardmatratzen. *Rhombi-Care® Flex* ist eine hochwertige 7-Zonen-Matratze bestehend aus drei *Rhombi-flex®*-Zonen und vier Zonen mit Rasterbohrung.



Rasterbohrung bei *Rhombi-flex®*

Rhombi-Care® Flex


- Hoher Liegekomfort
- Optimale Unterstützung der Wirbelsäule
- Ideales Mikroklima mit trockener, gesunder Wärme
- Allergiker geeignet

Größe in cm	RC Flex mit Jerseybezug Farb: hellblau	RC Flex mit Semy Farbe: weiß	RC Flex mit Semy Plus Farbe: blau	RC Flex mit Semy Plus EA Farbe: blau
90x200x12	17.148	17.948	17.748	17.548
100x200x12	17.151	17.951	17.751	17.551

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.



Drei *Rhombi-flex®*-Zonen für den
Schulter-, Gesäß- und Fußbereich



Beschreibung Matratzenschutzbezüge – siehe Seite 33.



Die Matratze *Rhombi-Care Vitaflex* ist eine speziell für den Einsatz im Pflegebereich konzipierte Matratze mit intensiver Punktelastizität, sehr guter Durchlüftung und guter Bewegungsunterstützung. Mit der *Rhombi-Care Vitaflex* ist es gelungen eine hochwertige und preislich attraktive sowie hinsichtlich der Pflegequalität funktionsoptimierte Pflegematratze zu entwickeln, die sich optimal an verstellbare Pflegebetten anpasst. Herzstück sind auch hier Flextubes, die hochelastischen PUR-Zylinder.


Auch in puncto Sicherheit hat die Matratze einiges zu bieten: Wird die Matratze mit dem Hygieneschutzbezug *Rhombi-Care Semy Plus* kombiniert, erfüllt sie die Schwerentflammbarkeitskriterien gemäß DIN EN 597/1-2.

Rhombi-Care® Vitaflex

- Hochdynamische Flextubes unterstützen jede Bewegung
- Beste Anpassung an verstellbare Betten aller Lattenrost-Systeme
- Verstärkte Randzone erleichtert sicheres Aufstehen
- Trockenes Bettklima dank ausgezeichnetem Durchlüftungssystem
- Ausgewogen stützend
- Ausgewogen weich
- Indikation: Dekubitus
- Attraktives Preis-Leistungsverhältnis

Größe in cm	RC Vitaflex mit Feinjersey Farb: hellblau	RC Vitaflex mit Semy Farbe: weiß	RC Vitaflex mit Semy Plus Farbe: blau	RC Vitaflex mit Semy Plus EA Farbe: blau
90x200x15	18.648	18.948	18.748	18.248
100x200x15	18.651	18.951	18.751	18.251
	Hilfsmittelnr.: 11.29.05.0018	Hilfsmittelnr.: 11.29.05.0019		

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.



Beste Anpassung an verstellbare
Betten aller Lattenrost-Systeme



Matratzen

Ergonomische Superweichmatratze mit Mobilisationsunterstützung

Rhomb-Care® prevent ist eine Superweichmatratze, die hervorragend als Antidekubitusmatratze zur Prophylaxe bei Patienten bis zu einem hohen Dekubitusrisiko oder bei Dekubitus 1. und 2. Grades (nach Equap / Seiler) geeignet ist. Der Einsatz der *Rhomb-Care® prevent* Matratze ist außerdem bei schmerzhaften Erkrankungen des Bewegungsapparates ideal wie z. B. bei Osteoporose und rheumatischen Schmerzzuständen. Sensitive Flextubes als Herzstück der *Rhomb-Care® prevent* Matratze sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis von superweichem Einsinken und mobilitätsfördernder Stützwirkung.

Osteoporose, Rheuma, Dekubitusprophylaxe- und Therapie

Rhomb-Care® prevent

- Reduziert Scherkräfte
- Verringert Friktion
- Seitenrandverstärkung für eine stabilisierte Sitzposition am Matratzenrand und ein erleichtertes Aufstehen
- Tragegriffe auf der Unterseite
- Glatter Polsterbezug ohne Nähte
- Sehr gute Luftzirkulation
- Polsterbezug bei 60°C waschbar

Größe in cm	Best.Nr.	Ersatzbezug
90 x 200 x 14	15.148	55.148
100 x 200 x 14	15.151	55.151



Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

Hilfsmittelnr.: 11.29.05.1017



Sensitive Flextubes

Extrem punktelastisch, berührungsfrei angeordnet, perfekt durchlüftet, reduzieren Scherkräfte



Überzeugende Ergebnisse – Studie

Die Median-Klinik in Freiburg hat in einer prospektiven Studie die Matratze *Rhomb-Care® prevent* über einen Zeitraum von 12 Monaten in der Anwendung getestet. Alle Patienten ohne Dekubitusvorerkrankungen zeigen am Ende der Studie keine Anzeichen von Dekubitus. Bei Patienten mit bestehendem Dekubitus des Grades I und II wurden Verbesserungen des Zustandes nachgewiesen.

Geprüfte Qualität

Berlin Cert hat als Prüf- und Zertifizierstelle für Medizinprodukte an der Technischen Universität Berlin die Matratze *Rhomb-Care® prevent* hinsichtlich Mikroklima und Druckverteilung geprüft und beurteilt. Die entsprechenden Prüfberichte liegen bei Lück vor.



Auflagen

Zur Weichlagerung

Rhombο-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.



Rhombο-fill® Anti-Dekubitus- und Weichlagerungsüberzug

- Zur Weichlagerung
- Empfehlenswert bei schmerzempfindlichen Menschen

Größe in cm	Best.Nr.	
	Ausführung 1 Überzug	Ausführung 2 Betteinlage
90 x 200	33.948	
100 x 200	33.951	
80 x 90		34.046
75 x 140		34.043

Diese einteilige Matratzenweichauflage ist 5 cm stark und verbessert den Liegekomfort insbesondere bei schmerzempfindlichen Menschen aufgrund z. B. von Rheuma oder Osteoporose. Zusätzlich sorgt sie für ein gesundes trockenes Bettklima ohne Kältebrücken.

Rheuma, Osteoporose, Dekubitusprophylaxe



Rhombο-Care® flexibel Weichlagerungsaufgabe

- Zur Weichlagerung
- Empfehlenswert bei schmerzempfindlichen Menschen
- inklusive abnehmbarem Bezug – kochwaschbar

Größe in cm	Best.Nr.
90 x 200 x 7	79.048
100 x 200 x 7	79.051

Rhombο-Care® flexibel ist eine Weichlagerungsaufgabe gefertigt aus sehr weichem PU-Kaltschaum mit Rasterbohrung. Sie wirkt druckentlastend und ist hervorragend zur Dekubitusprophylaxe und zur unterstützenden Therapie bei chronischen Schmerzzuständen einsetzbar.

Beschreibung des abnehmbaren Bezuges siehe Seite 33 unter Rhombο-Care® Semy Plus Hygienebezug.

Rheuma, Osteoporose, Dekubitusprophylaxe

Matratzen
& Auflagen



Rhombο-fill® Anti-Dekubitus- und Weichlagerungsaufgabe


Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
67 x 90 x 9	34.339	51.039	59.039

Die superweiche Betaufgabe ist 9 cm stark und kann aufgrund ihrer intensiven Druckentlastung bei Personen mit Dekubitusrisiko und bei Schwergewichtigen eingesetzt werden. Durch die Kombination von 3 Auflagen lässt sich eine Liegefläche von 90 x 200 cm weich polstern.

Um eine Liegefläche von 90 x 200 cm weich zu polstern, bitte 3 Auflagen bestellen.

Bezüge

Für Matratzen



Rhombo-Care® Semy Hygienebezug


- Verbesserter Hygieneschutz/Wischdesinfektion
- 3-seitiger Reißverschluss für leichtes Einziehen

Größe in cm	Best.Nr.		
	Ausführung 1 Hygienebezug	Ausführung 2 Schutzhaube	Ausführung 3 Spannbettbezug
90 x 200 x 12	59.348	59.248	59.900
100 x 200 x 12	59.351	59.251	59.900
90 x 200 x 14	59.548	59.448	
100 x 200 x 14	59.551	59.451	

Wasserdicht
& atmungsaktiv

Rhombo-Care® Semy ist ein qualitativ hochwertiger Hygienebezug und besteht aus einem polyurethan-kaschierten Jersey. Die mikrofeine, atmungsaktive Beschichtung garantiert ein angenehmes Schlafklima und einen hohen Liegekomfort. Farbe: weiß

Weitere Größen auf Anfrage



Rhombo-Care® Semy Plus Hygienebezug


- Verdeckter 3-seitiger Reißverschluss für leichteres Einziehen
- Verbesserter Hygieneschutz/Wischdesinfektion
- Idealer Bezug für Weichlagerungsmatratzen
- Auch mit Evakuierungsausstattung erhältlich
- Schwer entflammbar

Größe in cm	Best.Nr.	
		mit Evakuierungs- ausstattung
90 x 200 x 7	57.348	
90 x 200 x 12	57.548	57.048
90 x 200 x 14	57.648	57.048
100 x 200 x 7	57.351	
100 x 200 x 12	57.551	57.051
100 x 200 x 14	57.651	57.051

Wasserdicht
& atmungsaktiv

Rhombo-Care® Semy Plus besteht aus einer mit PU-Substrat beschichteten Strickware aus Polyamid. Die mikrofeine atmungsaktive Beschichtung garantiert ein angenehmes Klima und einen hohen Liegekomfort. Farbe: blau

Weitere Größen auf Anfrage




Rhombo-Care® Fein-Jersey Matratzenbezug

- Strapazierfähiger Fein-Jersey-Bezug mit glatter Oberfläche
- Elastischer und anschmiegsamer Bezug
- Mit Sicherheitsnähten

Größe in cm	Best.Nr.
90 x 190 x 12	53.563
90 x 200 x 12	53.548
100 x 200 x 12	53.551
90 x 190 x 14	53.463
90 x 200 x 14	53.448
100 x 200 x 14	53.451

Dieser anschmiegsame und hautsympathische Matratzenbezug besteht aus hochwertigem Jersey. Der Bezug zeichnet sich durch seine Elastizität und eine besonders glatte Oberflächenstruktur aus und ist kochwaschbar. Farbe: hellblau



Matratzen
& Auflagen

Pflege-Infotheke

RHOMBO-MEDICAL Kissen mit *Rhombio-fill*[®] bzw. *Rhombio-med*[®] – die Ruhe, die beweglich hält[®]

Was ist ... ?

Lagerung

Die Lagerung ist ein Prozess, wobei der zu Pflegenden mit Hilfe des Pflegenden eine bestimmte Körperhaltung einnimmt. Dieses dient zur Prävention und/oder unterstützenden Therapie. Dem zu Pflegenden wird damit die wichtige passive Bewegung ermöglicht und die Eigenaktivität kann unterstützt werden, um die Beweglichkeit zu erhalten und zu fördern und/oder Dekubitus vorzubeugen.

Dekubitusprophylaxe

Alle Maßnahmen zur Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) werden als Dekubitusprophylaxe bezeichnet. Bei den verwendeten Hilfsmitteln sind nicht nur druckreduzierende und schwerkraftminimierende Eigenschaften unerlässlich, sondern auch die Erhaltung und Förderung der Eigenbewegung und der Körperwahrnehmung des Patienten. Grundsätzlich werden 3 Arten der Lagerung unterschieden: Freilagern, Weichlagern und Umlagern. In der professionellen Pflege werden Lagerungspläne erstellt und mit Hilfe von Mobilisierungsprotokollen dokumentiert. Zweistündige Lageveränderungen haben sich als Anfangsrhythmus bewährt. Die aufmerksame Krankenbeobachtung bestimmt letztlich das individuelle Lagerungsintervall.

Basale Stimulation

Das Gefühl für den eigenen Körper, die Orientierung im Raum, die Sinneswahrnehmung und die Kommunikation können durch Krankheit und Bettlägerigkeit beeinträchtigt werden. Das Pflegekonzept der Basalen Stimulation wirkt dem entgegen und dient zur Förderung wahrnehmungsbeeinträchtigter Menschen.

Kinästhetik

Das Konzept der Kinästhetik in der Pflege befasst sich mit der Wahrnehmung sowie Analyse von Bewegungssituationen und verfolgt damit zwei wesentliche Ziele: Die Eigenbewegung des Pflegebedürftigen zu erkennen und damit zu unterstützen und zu fördern sowie dem Pflegenden eine erleichterte Pflgetätigkeit zu ermöglichen, die von gemeinsamen Bewegungen ausgeht. Der pflegebedürftige Mensch soll möglichst viele Bewegungen selbständig ausführen, worin er von der Pflegeperson aktiv unterstützt und gefördert wird.

Mikrolagerung

Es können zwei Formen der Mikrolagerung differenziert werden. Einerseits wird von Mikrolagerung gesprochen, wenn lediglich die Lage der Extremitäten leicht verändert wird. Andererseits wird auch die Unterlagerung bzw. Positionsveränderung von kleinen Kissen z. B. unter der Schulter, der Hüfte oder der Extremitäten als Mikrolagerung bezeichnet. Damit wird das Bewegungsmuster eines gesunden, liegenden Menschen nachgeahmt. Es werden kleine Schwerpunktverlagerungen erreicht, die den Auflagedruck verändern und die Körperwahrnehmung fördern. Die Mikrolagerung wird unterstützend eingesetzt um z. B. Dekubitus, Pneumonie, Thrombose und Kontrakturen zu vermeiden. Die Mikrolagerung ersetzt jedoch nicht die konventionelle Lagerung.

Bobath-Lagerung

Die Bobath-Lagerung zählt zu den Pflege- und Therapiekonzepten für Patienten mit Lähmungen, Störungen des Muskeltonus verursacht durch z. B. einen Schlaganfall, Hirnbluten oder andere Krankheiten des Zentralen-Nervensystems. Ziel ist es, den Patienten die mehr betroffene Körperseite bewusst zu machen, die Bewegungsfähigkeiten des Patienten zu aktivieren sowie z. B. einem Dekubitus und Kontrakturen vorzubeugen.

Für wen geeignet?

- Menschen mit Bewegungsbehinderungen bzw. -einschränkungen

- Menschen mit Bewegungsbehinderungen z. B. nach chirurgischen Eingriffen
- Menschen im Koma und Wachkoma
- Menschen mit Lähmungen

- Bewusstlose, desorientierte Menschen
- Menschen nach Schlaganfall mit Halbseitenlähmung
- Menschen mit M. Alzheimer
- Menschen im Koma/Wachkoma

- Alle Pflegenden und zu pflegenden Menschen

- Menschen mit Schlaganfall (Apoplex)
- Demenzerkrankungen
- Körperbildstörungen und -veränderungen
- Schmerzpatienten
- u.a.

- Menschen mit Schlaganfall (Apoplex)
- Menschen nach Hirnblutung
- ZNS-Störung
- Menschen mit Lähmungen

Wer ist Lück?

Lück entwickelt, produziert und liefert unter dem eigenständig geführten Marken- und Vertriebsdach „RHOMBO MEDICAL“ spezielle Kissen/Lagerungskissen, Einziehdecken, Matratzen, Auflagen und Bezüge für den medizinisch-pflegerischen Bereich wie Ausstattung von Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie für die Pflege zu Hause.

Wir sind für Sie da... RHOMBO-MEDICAL Service

Gratis anfordern unter info@rhombo-medical.de

- Poster „Wege der Positionierung“
- CD „Möglichkeiten optimalen Liegens“
- Broschüre „Wege der Positionierung“
- Mobilisierungsprotokoll

Ihre Fragen beantworten wir gern.

Senden Sie uns eine E-mail unter: info@rhombo-medical.de
Auch Tipps und Anregungen nehmen wir gern entgegen.

www.rhombo-medical.de



Die Ruhe, die beweglich hält.®

R H O M B O
M E D I C A L

Die Ruhe, die beweglich hält.®

Speziell bei Menschen, die aufgrund einer Krankheit in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind, spielt die aktivierende Pflege eine besondere Rolle. RHOMBO-MEDICAL® Produkte wurden speziell für die aktivierende Pflege entwickelt und fördern, unterstützen und erhalten die Beweglichkeit, das Körperbewusstsein und die Körperwahrnehmung. Sie bieten: Die Ruhe, die beweglich hält.

Stand: 08.2010



Lück GmbH & Co.KG · 46395 Bocholt
Tel. +49 (0)2871 / 99 79-0 · Fax +49 (0)2871 / 99 79-10
www.rhombo-medical.de · info@rhomb-medical.de

*Nachdruck, Vervielfältigung sowie Veröffentlichung im Internet o.ä. Medien –
auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.*